



GEZATONE

## ФОТОЭПИЛЯТОР

IPL E300

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ  
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

300000 ВСПЫШЕК

3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

••••••••••

**IPL E300** ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОЛОС НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ БЫСТРО И С КОМФОРТОМ, ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО! БЛАГОДАРЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРО-ОПТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИБОР УДАЛЯЕТ ЛЮБЫЕ ВОЛОСЫ, ДАЖЕ СВЕТЛЫЕ, РЫЖИЕ И ПУШКОВЫЕ НА КОЖЕ ЛЮБОГО ФОТОТИПА ВСЕГО ЗА 7 ПРОЦЕДУР!\*



КОЖА  
НЕ ПЕРЕНОСИТ  
БРЬТЬЕ




БОЛЬ И  
РАЗДРАЖЕНИЕ ПРИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ВОСКА



БОЛЕЗНЕННЫЕ  
ОЩУЩЕНИЯ  
НЕВОЗМОЖНО  
ТЕРПЕТЬ



РАЗДРАЖЕНИЕ ПОСЛЕ  
КРЕМОВ ДЛЯ  
ДЕПИЛЯЦИИ



ПРОБЛЕМА  
ВРОСШИХ  
ВОЛОС

*\*Курс использования прибора 7 недель, по 1 процедуре в неделю. Результаты зависят от исходного состояния волос, их количества и кожи. После 7 недельного курса рекомендуется 12 месячный поддерживающий курс и далее до достижения оптимального результата.*



КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

## КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС




Арт. 1301238


## КАК ЭТО РАБОТАЕТ




**КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД** является сочетанием двух технологий: IPL (ИНТЕНСИВНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕТ) и RF (ВОЛНЫ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА), КОМБИНАЦИЯ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ЛЮБОМ ФОТОТИПЕ КОЖИ ПРИ ЛЮБОМ ЦВЕТЕ ВОЛОС.



IPL



RF




IPL+RF

**ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА** ОСНОВАН НА ТЕПЛОВИМ РАЗРУШЕНИИ ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА И ЕГО СОСУДИСТЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗА СЧЕТ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ IPL И ВОЛН РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА, ЧТО ПРИВОДИТ ПРЕКРАЩЕНИЮ РОСТА ВОЛОСА.

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ

.....


## ПОЧЕМУ НУЖНЫ ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ




- СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ IPL, ЧТО ОБЕСПЕЧИВЕТ ОТСУТСТВИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ: ОЖОГОВ И ПИГМЕНТАЦИИ. ПРИ КАЖДОЙ ВСПЫШКЕ RF СОЗДАЕТ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ IPL К ВОЛОСЯНЫМ ФОЛЛИКУЛАМ.
- КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ЭФФЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ВОЛОС, НАХОДЯЩИХСЯ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ РОСТА (АНАГЕН).
- ВОЛОСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ФАЗЕ ПОКОЯ ИЛИ В ПЕРЕХОДНОЙ ФАЗЕ, ОСТАЮТСЯ НЕТРОНУТЫМИ.
- СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЛОСЫ, НЕ ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ, ВЫРАСТАЮТ И ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ.

## КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

.....



ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН С СО ВСЕМИ ФОТОТИПАМИ КОЖИ И ЛЮБЫМ ЦВЕТОМ ВОЛОС.



ПРИБОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА, А ТАКЖЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУШКОВЫХ ВОЛОС.



КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301238


- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** ПРИБОРОМ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК И МУЖЧИНЫ С **ЛЮБЫМ** ЦВЕТОМ ВОЛОС И ТИПОМ КОЖИ.
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРИМЕНЕНИЯ
- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННОГО **ДАТЧИКА КОНТАКТА С КОЖЕЙ**
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ **ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
- РЕСУРС ЛАМПЫ **300000** ВСПЫШЕК
- **3 УРОВНЯ** РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ
- ПЛОЩАДЬ ОКНА **2,7 см<sup>2</sup>**
- **УДОБСТВО:** КУРС **7** ПРОЦЕДУР, **1** РАЗ В НЕДЕЛЮ
- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ** СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



3 УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



ЭЛЕКТРО-  
ОПТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ



ПЛОЩАДЬ  
ОКНА 2,7 см<sup>2</sup>




300000  
ВСПЫШЕК



ДЛЯ ВСЕХ  
ФОТОТИПОВ



ДЛЯ ЛИЦА  
И ТЕЛА



ДЛЯ ВОЛОС  
ЛЮБОГО ЦВЕТА



ДЛЯ ЖЕНЩИН И  
МУЖЧИН

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

## 2 РЕЖИМА



### АВТОМАТИЧЕСКИЙ



СЕРИЯ ВСПЫШЕК

ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НЕПРЕРЫВНОМ ДВИЖЕНИИ, ИМПУЛЬСЫ ГЕНЕРИРУЮТСЯ С РАВНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

СПИНА



РУКИ



НОГИ



### «РУЧНОЙ»



ОДИНОЧНЫЕ ВСПЫШКИ

ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НАЖАТИИ КНОПКИ ГЕНЕРИРУЕТСЯ ОДИНОЧНЫЙ ИМПУЛЬС. ЗАТЕМ ПРИБОР ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ НА ДРУГУЮ ОБЛАСТЬ И ГЕНЕРИРУЕТСЯ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

БИКИНИ



ПОДМЫШКИ



ЛИЦО



\*на лице эпилятор используется только в области ниже скулы



ООО «ФАРМАЦЕВТИКА МОСКОВИЧ»

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

## РЕЗУЛЬТАТЫ

.....




ЭФФЕКТИВНОЕ  
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС



БЕЗОПАСНО



С КОМФОРТОМ



БЕЗБОЛЕЗНЕННО



В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ  
ЛИЦА И ТЕЛА




БЫСТРО



КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

## ВНЕШНИЙ ВИД

.....



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

.....



- СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ 550 – 1200 НМ
- ЧАСТОТА РАДИОВОЛН 6,78 МГЦ
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ RF СИГНАЛА 5 Вт
- ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ ДО 1,1 ГЦ (1 ИМПУЛЬС В 0,9 С)
- ЭНЕРГИЯ ВСПЫШКИ 2.....8 ДЖ/СМ<sup>2</sup>
- РАЗМЕР ОКНА ЛАМПЫ 0,9 X 3 см (2,7СМ<sup>2</sup>)
- РЕСУРС ЛАМПЫ 300000 ВСПЫШЕК
  
- Параметры сети 100-240-2А, 50-60Гц

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

.....



- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- В ТЕЧЕНИЕ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АНА И ВНА КИСЛОТ, РЕТИНОИДОВ, ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
- ПЕРИОД АКТИВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯРИЯ ИЛИ ЗАГАРА НА СОЛНЦЕ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ, СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ПРИЕМ ДЕРМАТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НАПРИМЕР, РОАККУТАН)
- ТАТУИРОВКИ, РОДИМЫЕ ПЯТНА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>